


APLICACIÓN

- » Indicación para casos unitarios/múltiples;
- » Antirrotacional (AR) o Rotacional (R);
- » Con Retención (CR)/Sin Retención (SR);
- » Componente calcínable, usado para la fundición, también conocido como coping plástico, que encaja directamente en el modelo de laboratorio para ser pulido en la posición ideal y fundido, convirtiéndose en un pilar o estructura metálica a medida. Tras esta etapa, se aplicará sobre el implante;
- » La mejor indicación para la fabricación de pilares personalizados;
- » Componente versátil, pudiendo ser cementado o atornillado, aplicado para overdenture, protocolo y elementos unitarios/múltiples;
- » Viene con tornillo definitivo;
- » Instalación Cónico Estético Angulado/Casquillo/ Tornillo del Transfer de Moldeador Abierto: Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm;
- » Instalación Transfer Cónico Estético Moldeador Cerrado: Llave Fricción n.º 3;
- » Llave para instalación: Llave Cuadrada n.º 4 - 1,3 mm;
- » Par de instalación: 30 Ncm.



PLÁSTICA HI

AR R	Ø 3,5	Ø 4,0	Ø 5,0
CR AR	3704	3735	18821
CR R	18913	3742	18906
SR AR	3698	3711	3759
SR R	4923	3728	3766

Para implantes de 7 mm a 15 mm.



PLÁSTICA HI ST


AR R	Ø 4,0
CR AR	21441
CR R	21440
SR AR	214438
SR R	214421

Para implantes de 5 mm a 6 mm.

SECUENCIA DE APLICACIÓN

IMPLANTE	CICATRIZADOR/ PROVISIONAL	TRANSFER ANALÓGICO	ANÁLOGO D/Y	COMPONENTE	INSTALACIÓN
Due Cone HI Veloce HI	Cicatrizador Ucla Titanio AR/R (Provisional) 30 Ncm Cicatrizador ST	Transfer Moldeador Abierto Transfer Moldeador Cerrado	Análogo HI	Unitario Antirrotacional 30 Ncm Múltiple Rotacional 30 Ncm	Llave Cuadrada n.º 4 - 1,3 mm Promedio Cód. 18654 Larga Cód. 20589 30 Ncm
Cónico 5/6 mm ST	Cicatrizador Ucla Titanio ST AR/R (Provisional) 30 Ncm	Transfer Moldeador Abierto ST Transfer Moldeador Cerrado ST	Análogo HI	Unitario Antirrotacional ST 30 Ncm Múltiple Rotacional ST 30 Ncm	

AR - Antirrotacional | R - Rotacional | ST - Implantes de 5/6 mm | D/Y - Digital o Yeso.



Moldeador	Ø 3,5	Ø 4,0	Ø 5,0
Abierto HI	14854	15899	14779
Cerrado HI	4404	4411	4428



Moldeador	Ø 4,0
Abierto HI	214247
Cerrado HI	214278



Análogo D/Y	Ø 3,5	Ø 4,0	Ø 5,0
HI D/Y	31513	31514	31515

TORNILLO DE REPOSICIÓN



TORNILLO DEFINITIVO

M	Ø 3,5	Ø 4,0 ST	Ø 4,0/Ø 5,0
1,8	229951	-	-
2,0	-	211178	229982



TORNILLO DE TRABAJO

M	Ø 3,5	Ø 4,0 ST	Ø 4,0/Ø 5,0
1,8	229968	-	-
2,0	-	21115	27328

La Selección de componentes para Hexágono Interno debe seguir la misma plataforma que el implante instalado. Para implantes de Ø 3,3 y Ø 3,5, será de Ø 3,5; para implantes de Ø 3,75, Ø 4,0 y Ø 4,3, será de Ø 4,0; para implantes de Ø 4,75 y Ø 5,0, será de Ø 5,0, como se muestra en la tabla "Plataforma Protésica" de la página 67.