




QUIRÚRGICO MASTER CILÍNDRICO CÓNICO

HE | HI | CM

CONJUNTO



Estuche Master Cilíndrico Cónico HE | HI | CM - 25088
 Conj. Master - 25170
 Conj. Básico - 25479



Fresa Lanza/Helicoidal 2,0
29317



Fresa Supercortante
22651



Extensor de Fresas
19651



Extensor de Carraca - Medio
19743

CARACTERÍSTICAS

- El estuche Master Cilíndrico Cónico HE | HI | CM fue desarrollado para componer de manera fácil y organizada las más diversas configuraciones de uso. Contempla seleccionar las llaves e instrumentos necesarios para cirugías con implantes cilíndricos Hexágono Externo o Hexágono Interno, e implantes cónicos Hexágono Externo, Hexágono Interno o Cono Morse.
- Aquí hemos seleccionado dos configuraciones que pueden satisfacer sus necesidades. Consulte las configuraciones Master y Básica en la tabla, recordando que aún puede componer de la mejor manera, para atender su práctica clínica de manera sencilla y aprovechar al máximo todo el sistema de implantes Implacil De Bortoli.



Consulte las posibles configuraciones con el Conjunto Master.

Vea la presentación interactiva.

<https://bit.ly/3oWlQnw>



Túnel Check - sin calibre
18883



Túnel Check - con calibre
19644



Túnel Check Cónico Ø 3,5
25119



Túnel Check Cónico Ø 4,0
25126



Túnel Check Cónico Ø 5,0
25133



Túnel Check Sel. de Comp. CM
20701



Escariador 3,5 - 7 a 13 mm
25121



Escariador 4,0 - 7 a 13 mm
25123



Llave n.º 1 Manual Media
18623



Llave n.º 6 - 0,87 mm
18326



Llave Hexagonal n.º 7 - 1,17 mm
18685

Imagen ilustrativa. Sugerencia de configuración del Master Cilíndrico Cónico HE | HI | CM Este estuche se puede configurar como Básico, Cilíndrico, Cónico o Cónico Cono Morse. Compruebe la configuración ofrecida o configure la mejor manera de satisfacer sus necesidades.

